



## KESİCİ DELİCİ ATIK KUTUSUNA NELER ATABİLİRİM?



Kesici delici tıbbi atık kutusuna Batma, delme sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıkları atabilirim

- Enjektör iğnesi
- Kırılmış cam
- Bistüri
- Anestezi ampul atıkları

İĞNE KAPAĞINI TEKRAR  
KAPATMA!!!



## ENJEKTÖR İĞNESİNİ KULLANDIKTAN SONRA KAPAĞINI KAPATMALI MIYIM ?

- Kesici delici atık kutusu yanımdaysa;  
**kapağını kapatmadan**
- Şayet kesici delici atık kutusu yanımda değil ise enjektör kapağını ünit tablası üzerinde **tek elle takarak** atmalyım.



Enjektör ucunu kesici delici alet kutusu üzerindeki yuvarlak kısma takıp ince kısma doğru hareket ettirdiğinizde iğne ucu kutu içine düşecektir.



Gövdesi



İğne ucu



**ATILMALI**