



1. AMAÇ: Alçı motorunun etkin ve güvenli kullanımını sağlamaktır.

2. KAPSAM: Alçı motoru bulunan laboratuvarları kapsar.

3. KISALTMALAR:

4. TANIMLAR:

5. SORUMLULAR: Protez ve Ortodonti Laboratuvar Çalışanları

6. FAALİYET AKIŞI:

- Fişi takılır.
- Su açılır.
- Alçı model tablaya yerleştirilir.
- Tirimleme işi tamamlanınca model tabladan alınır.
- Su kapatılır ve fiş çekilir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile " Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi " olarak değiştirilmesidir.