



1. AMAÇ: Mikromotorun etkin ve güvenli kullanımını sağlamaktır.

2. KAPSAM: Mikromotor bulunan laboratuvarları kapsar.

3. KISALTMALAR:

4. TANIMLAR:

5. SORUMLULAR: Protez ve Ortodonti Laboratuvar Çalışanları

6. FAALİYET AKIŞI:

- Mikromotor açılır.
- Hız ayarı yapılır.
- Piyasemene kullanılacak frez takılır, dizinizle mikromotora basıp çalıştırılır.
- İşlem bitince motoru kapatın. Uçlar piyasemenden çıkarılıp orta düzey dezenfektan solüsyonuna atılır.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile " Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi " olarak değiştirilmesidir.