



1. AMAÇ: Freze cihazının etkin ve güvenli kullanımını sağlamaktır.

2. KAPSAM: Freze cihazı bulunan laboratuvarları kapsar.

3. KISALTMALAR:

4. TANIMLAR:

5. SORUMLULAR: Protez ve Ortodonti Laboratuvar Çalışanları

6. FAALİYET AKIŞI:

- Fişi takılır.
- Cihazın tablasına freze edilecek model yerleştirilir.
- Model tablaya sabitlenir.
- Modelin giriş yolunun belirlenmesi amacıyla uygun frezler takılır.
- Modelde ilgili dişlerin üzerine işaretlemeler yapılarak giriş yolu belirlenir.
- Freze işlemi yapılması için uygun frez cihaza takılır.
- Model uygun açıda konumlandırılarak freze işlemi yapılır.
- Sabitlenen model işlem sonrası tabladan çıkarılır.
- Fiş çekilir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	07.05.2024	- Revizyonların dokümanlarda nasıl gösterileceğinin eklenmesi, - Cihaz sicil numarasının eklenmesidir.
02	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.