



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

**BÖLÜM BAZINDA KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN
LİSTESİ**

Doküman Kodu	SSÇ.LS.01
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	02
Sayfa No	1 / 2

RÖNTGEN	Kurşun Önlük*, Tiroit Koruyucu*, Eldiven, Maske, Siperlik*
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Kirli Alan: Önlük, Eldiven, Maske, Bone, Galoş, Kulaklık* Temiz Alan: Önlük, Eldiven, Maske, Bone, Galoş, Kulaklık* Steril Alan: Önlük, Eldiven, Maske, Bone, Galoş, Kulaklık*
PROTEZ ve ORTODONTİ LABORATUVARI	Önlük, Eldiven, Maske, N95 Maske, Koruyucu Gözlük veya Siperlik*
ATÖLYE	Önlük, İş Eldiveni*, N95 Maske, Yalıtkan Ayakkabı*, Kulaklık*
TEHLİKELİ MALZEME DEPOSU	Eldiven, Maske, Gözlük*
TEMİZLİK MALZEME DEPOSU	Önlük, Eldiven, Maske, Koruyucu Gözlük* veya Siperlik*
TIBBİ ATIK	İş Tulumu*, Gözlük*, Maske, Çizme*, Eldiven*
ÇAMAŞIRHANE	Eldiven, Önlük, Bone, Maske
KLİNİKLER	Hekim: Maske, Eldiven, Siperlik*, Önlük/ Cerrahi Önlük, N95 Maske, Bone Hemşire: Maske, Eldiven, Siperlik*, Önlük, N95 Maske, Bone Temizlik Personeli: Maske, Eldiven, Önlük



EGE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

**BÖLÜM BAZINDA KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN
LİSTESİ**

Doküman Kodu	SSÇ.LS.01
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	02
Sayfa No	2 / 2

*TEK KULLANIMLIK OLMAYAN KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN KULLANIM SÜRESİ, TEMİZLİK VE BAKIM/ ONARIMLARI AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR.

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN	KULLANIM SÜRESİ	TEMİZLİK	BAKIM/ ONARIM
KURŞUN ÖNLÜK / TROİT KORUYUCU	SÜRESİZ	ILIK SABUNLU SU İLE SİLME (ALKOL YA DA ALKOL İÇREN ÜRÜNLER KULLANILMAMALI)	DELİNME DURUMUNDA KULLANILMAZ YILDA 1 KEZ SKOPİ ALTINDA KONTROL EDİLİR
KORUYUCU GÖZLÜK	SÜRESİZ	ORTA DÜZEY DEZENFEKTAN İLE SİLME	-
SİPERLİK	SÜRESİZ	ORTA DÜZEY DEZENFEKTAN İLE SİLME	SİPERLİK ÖNÜNDE KULLANILAN ASETAT GÖRMEYİ ENGELLEDİĞİNDE DEĞİŞTİRİLMELİDİR
TIBBİ ATIK TULUMU ve ELDİVENİ	SÜRESİZ	FAKÜLTEMİZDE SEDECE TIBBİ ATIK TULUM VE ELDİVENİNİN YIKANDIĞI ÇAMAŞIR MAKİNASINDA GÜN SONUNDA YIKANIR	YIRTILMA DURUMUNDA KULLANILMAMALIDIR.
CERRAHİ ÖNLÜK	SÜRESİZ	FAKÜLTEMİZ ÇAMAŞIRHANESİNDE YIKANMAKTADIR	YIRTILMA/ SÖKÜLME DURUMUNDA KULLANILMAZ. TAMİRİ SONRASINDA KULLANILIR.
ÇİZME	SÜRESİZ	GÜN SONUNDA ORTA DÜZEY ÇAMAŞIR SUYU İLE YIKANIR.	TABANINA KULLANIM ÖNCESİ BAKILMALI TAŞ, EZİK, KOPUK, ÇİVİ VARLIĞI DURUMUNDA KULLANILMAMALIDIR
KULAKLIK	SÜRESİZ	KİRLENDİĞİNDE ILIK SABUNLU SU İLE YIKANIP KURUTULDUKTAN SONRA KULLANILIR.	DELİNME KULAK TİKAÇLARI YIRTILDIĞINDA, ŞEKLİNİ KAYBETTİĞİNDE KULLANILMAZ. KİRLENDİĞİNDE YIKANMALIDIR.